



**РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА – БГ**

**LED уред за лице inSPORTline Coladome 600**




## СЪДЪРЖАНИЕ

Инструкции за безопасност .....	3
Описание на продукта .....	4
Сглобяване .....	4
Преди първа употреба .....	4
Използване.....	4
Светлини .....	5
Време .....	5
Температура.....	5
Светъл цвят .....	5
Светлинна терапия .....	5
Поддръжка.....	6
Спецификации на продукта .....	6
Опазване на околната среда .....	6
Гаранционни срокове и условия, гаранционни искове.....	7

## Инструкции за безопасност

- Прочетете ръководството преди употреба и го запазете за бъдещи справки.
- Запазете ръководството, за да го видят други потребители.
- Информирайте другите потребители за основните инструкции за безопасност и употреба.
- Уредът може да се използва само от опитно и пълнолетно лице с необходимите познания.
- Преди употреба се уверете, че LED светлините и устройството не са повредени.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на места с висока влажност (бани, сауни, басейни и др.).
- Използвайте само в добре проветриво помещение.
- Устройството трябва да се постави върху равна, твърда и стабилна повърхност.
- Пазете устройството от удари или падания.
- Не използвайте други устройства, излъчващи топлина по време на употреба.
- Съхранявайте далече от вода.
- Не включвайте в повреден контакт.
- Не използвайте, ако кабелът или щепселът са повредени.
- След употреба изключете устройството и го извадете от контакта. Изключете устройството от контакта за поддръжка и почистване.
- Ако в устройството попадне вода, незабавно го изключете от тока.
- Ако устройството издава необичайни шумове или миризми, незабавно спрете работата и изключете устройството от захранването.
- Не модифицирайте и не ремонтирайте устройството сами.
- Използвайте устройството само както е описано в ръководството. Всяка друга употреба не е разрешена.
- Не поставяйте устройството близо до източници на топлина или открит огън.
- Не покривайте с кърпа или други предмети по време на употреба.
- Почиствайте устройството само със суха кърпа.
- Не използвайте, ако страдате от кожни заболявания, сърдечни проблеми, високо кръвно налягане, раздразнение или чувствителна кожа.
- Винаги носете предпазни очила!
- Препоръчителна работна температура: 0 - 26°C
- Препоръчителна температура на съхранение 0 - 35°C
- Относителна влажност: <80%
- Честота на употреба: може да се използва 25-30 минути на ден в продължение на един месец или след всяка козметична процедура. Като част от лечението на акне, препоръчваме да го използвате 3 пъти седмично, за поне 25 минути

## Описание на продукта



При редовна употреба светлините действат като дезинфектант и премахват нежеланите бактерии от кожата.

## Сглобяване




## Преди първа употреба

Преди употреба се уверете, че има достатъчно свободно пространство около устройството и достатъчно близо до контакта. Избягвайте места с висока влажност или пряка слънчева светлина.

Поставете устройството върху равна, твърда и стабилна повърхност и го свържете към ток.

## Използване

След приставката в устройството задръжте бутона за захранване . След това можете да зададете отделните функции.

## Светлини

Натиснете бутона MODE, изберете LIGHT, индикаторът започва да мига и можете да използвате бутоните + и -, за да регулирате интензитета на светлината (25%, 50%, 75%, 100%)

## Време

Натиснете бутона MODE, изберете TIME, индикаторът ще започне да мига и можете да зададете времето на работа с помощта на бутоните + и - (минималното време на работа е 25 минути, всеки допълнителен фрагмент ще увеличи времето на работа с 5 минути до максимум 60 мин.)

## Температура


Натиснете бутона MODE, изберете TEMP, индикаторът ще започне да мига и можете да зададете температурата с помощта на бутоните + и - (минималната температура е 40 °С, максималната температура 75 °С, това е температурата на нагревателя, а не на температура на нагриване на околната среда)

## Светъл цвят

Има 8 вида светлини, от които да избирате: червено, зелено, синьо, жълто, лилаво, оранжево, светло зелено и цветен цикъл.

За да промените цвета, натиснете бутона за захранване.

След изтичане на зададеното време устройството се изключва. След употреба изключете устройството и извадете щепсела от захранването. Има 8 вида светлини, от които да избирате: червено, зелено, синьо, жълто, лилаво, оранжево, светло зелено и цветен цикъл.



За да промените цвета, натиснете бутона за захранване.

След изтичане на зададеното време устройството се изключва. След употреба изключете устройството и извадете щепсела от захранването.

## Светлинна терапия

### Червено:

Повишен кръвоток и производство на колаген. Помага при възстановяване на тъканите (подмяна на стари кожни клетки с нови) и намаляване на порите.

### Зелено:

Помага за балансиране на цвета на пигмента, ускорява регенерацията на кожата и намалява омазняването.

### Синьо:

Успокояващо, противовъзпалително, унищожава кожните бактерии.

**Жълто/Оранжево:** Енергизира кожата, помага за намаляване на бръчките, балансира цвета на пигмента и изглажда кожата.

**Лилаво:**

Помага за предотвратяване на акне

**Поддръжка**

- Избършете рамката на устройството със суха и мека кърпа.
- Съхранявайте устройството на сухо и сенчесто място.
- Разглобете устройството за съхранение.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Преди поддръжка и съхранение се уверете, че устройството е изключено от захранването. В случай на неизправност или повреда, свържете се със сервиза / отдела за рекламации.

**Спецификации на продукта**

Произведено в	Китай
Захранване	DC 12V, 4A, 50 Hz / 60Hz
LCE	Red, blue, green
Размери	495 x 215 x 295 mm
Тегло	2.5 kg ± 10%

**Опазване на околната среда**

След изтичане на срока на експлоатация на продукта или ако евентуалният ремонт е нерентабилен, изхвърлете го в съответствие с местните закони и щадящи околната среда в най-близкия пункт за скрап.

Чрез правилно изхвърляне ще защитите околната среда и природните източници. Освен това можете да помогнете за опазването на човешкото здраве. Ако не сте сигурни в правилното изхвърляне, помолете местните власти да избегнат нарушаване на закона или санкции.

Не изхвърляйте батериите сред домашните отпадъци, а ги предайте на мястото за рециклиране.

**УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА, ГАРАНЦИОННИ ПРЕТЕНЦИИ**

**Общи условия за гаранция и дефиниция на термините**

Всички условия за гаранция, посочени по-долу, определят гаранционния срок и условия за предаване на рекламация.

Продавачът е САКСО ООД. със седалище и адрес на управление: ул. Сакар Планина 1, гр. Русе.

Регистрационен номер на дружеството: 117028813, вписан в Търговския регистър.

Според валидните законови разпоредби зависи дали Купувачът е Краен клиент или не. "Купувачът, който е краен клиент" или просто "крайният клиент" е юридическото лице, което не сключва и не изпълнява договора, за да управлява или рекламира собствена търговска или стопанска дейност. "Купувачът, който не е Краен клиент" е Бизнесмен, който купува стоки или използва услуги с цел използване на стоките или услугите за собствената си дейност. Купувачът спазва Общия договор за покупко-продажба и бизнес условията в степента, определена в Търговския закон.

Настоящите Условия за гаранция и гаранционни претенции са неразделна част от всеки Договор за покупка, сключен между Продавача и Купувача. Всички условия на гаранцията са валидни и обвързващи, освен ако не е посочено друго в Договора за покупка, в изменението на този

договор или в друго писмено споразумение.

### **Гаранционни условия Гаранционен срок**

Продавачът предоставя на купувача 24-месечна гаранция за качеството на стоките, освен ако не е посочено друго в сертификата за гаранция, фактурата или други документи, свързани със стоките.

Правният гаранционен срок, предоставен на Потребителя, не е засегнат.

С Гаранцията за качеството на стоката, Продавачът гарантира, че доставените Стоки за определен период от време са подходящи за редовна или договорена употреба и че Стоките ще поддържат редовни или договорни функции.

**Гаранцията не покрива дефекти, произтичащи от:** - Вина на потребителя, т.е. повреда на продукта, причинена от неквалифицирани ремонтни работи, неправилно сглобяване, не добре сглобени елементи на уреда. - Неправилна поддръжка - Механични повреди - Редовна употреба (например износване на гумени и пластмасови части, фуги и др.) - Неизбежно събитие, природно бедствие - Корекции, направени от неквалифициран човек - Неправилна поддръжка, неправилно поставяне, повреди, причинени от ниска или висока температура, вода, неподходящо налягане, удари, преднамерени промени в дизайна или конструкцията и др.

### **Процедура по предявяване на рекламация Рекламациите се приемат от централния офис на САКСО ООД, намиращ се в гр. Русе на ул. „ТЕЦ Изток“ 20.**

Купувачът е длъжен да провери доставените от Продавача стоки веднага след поемане на отговорност за стоките и вредите му, т.е. непосредствено след доставката. Купувачът трябва да провери Стоките, за да открие всички дефекти, които могат да бъдат открити при такава проверка.

При предявяване на рекламация Купувачът е длъжен, по искане на Продавача, да докаже покупката и валидността на гаранцията от бележката или фактурата, която включва серийния номер на продукта, или евентуално чрез документи без сериен номер. Ако Купувачът не докаже валидността на Гаранционната претенция от тези документи, Продавачът има право да отхвърли Гаранционната претенция.

Ако Купувачът уведоми за дефект, който не е обхванат от Гаранцията (напр. В случай, че Гаранционните условия не са изпълнени или в случай на грешка и т.н.), Продавачът има право да изисква компенсация за всички разходи, произтичащи от ремонта. Разходите се изчисляват съгласно действащия ценоразпис на услугите и транспортните разходи.

Ако Продавачът разбере (чрез тестване), че продуктът не е повреден, Гаранционната претенция не се приема.

Продавачът си запазва правото да предяви иск за обезщетение за разходи, произтичащи от неверни гаранционни претенции.

В случай, че Купувачът предяви претенция относно Стоките, които са законно обхванати от предоставената от Продавача гаранция, Продавачът трябва да фиксира докладваните дефекти чрез ремонт или чрез замяна на повредената част или продукт с нова. Въз основа на съгласието на Купувача, Продавачът има право да замени дефектираните Стоки за напълно съвместими Стоки със същите или по-добри технически характеристики. Продавачът има право да избере формата на процедурите за искове за гаранция, описани в този параграф.

Продавачът урежда Гаранционната претенция в рамките на 30 дни след доставката на дефектните стоки, освен ако не е договорен по-дълъг срок. Денят на предаване на ремонтираната или обменяна стока на Купувача е денят на уреждане на гаранционния иск. Когато Продавачът не е в състояние да уреди Гаранционната претенция в рамките на уговорения срок поради специфичния характер на дефекта на Стоките, той и Купувачът се договарят за алтернативно решение. В случай, че такова споразумение не е направено, Продавачът е длъжен да предостави на Купувача финансова компенсация под формата на връщане на пари



Офис:

Телефон:

E-mail:

Web:



Русе, ул."ТЕЦ Изток" 20

0894 566 060

[office@yako.bg](mailto:office@yako.bg)

[www.yako.bg](http://www.yako.bg) [www.insportline.bg](http://www.insportline.bg)